


## Key Facts

# Spritzenadapter für Übertragungsinstrumente



## Anwendung

- Zur Elution von Übertragungsinstrumenten nach der Aufbereitung in Kombigeräten (z.B. DAC Universal)
- Zur Elution von Übertragungsinstrumenten nach der manuellen Reinigung
- Geeignet für Übertragungsinstrumente mit Multiflex (KaVo/SciCan) -, Iso- oder Sirona Schnittstelle



## Lieferumfang

- Adapter bestehend aus PEEK und O-Ringen, designspezifisch für KaVo, Sirona und ISO Schnittstellen
- 1 Adapter für je 1 KaVo, Sirona oder ISO Instrument oder Set zu je 3 gleichen / unterschiedlichen Adaptern



## Vorteile

- Direkte Adaption der Elutionsspritze ohne zusätzlichen Zwischenadapter
- Zeitersparnis, da zeitgleiches Eluieren von Spray- und Getriebekanal
- Praktische Reinigung der Adapter direkt im 5 ml SDS Flacon



## Verfügbarkeit

- Ab sofort