


Key Facts

Protein-Prüfschläuche RDG-E



Anwendung

- Bei Validierung
- Bei erneuter Leistungsqualifikation



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Set mit 2 Prüfschläuchen (für 1 oder 2 Ebenen RDG-E) oder Set mit 3 Prüfschläuche (für 3 Ebenen RDG-E)
- Geschlossene Enden, Kabelbinder und Kühlbox
- Luer-Lock-Anschluss für unkomplizierte Adaption
- Probenbegleitschein, Beutel für Rückversand und Silikonadapter



Vorteile

- Leitlinienkonforme Prüfschläuche
- Vorkonfektionierte Sets
- 14 Tage Haltbarkeit
- Versand an jedem Arbeitstag möglich



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- 7 Werktage nach Eingang der Proben bei SMP



Verfügbarkeit

- Ab sofort
- Auswertung im akkreditierten Bereich