


Key Facts

Hohlkörper Prüfmodell RDG-E



Anwendung

- Bei Routinekontrollen



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Prüfmodell (Rezeptakel aus Polycarbonat) zur Routinekontrolle von Prozessen; Passend für je 1 Indikator
- **Set 1:** bestehend aus 2 Simicon Indikatoren + Transportkontrolle für Innenreinigung einschl. Untersuchung
- **Set 2:** bestehend aus 2 Simicon Indikatoren für Außenreinigung (visuelle Kontrolle vor Ort) (Halterung dafür wird nicht angeboten)



Vorteile

- Einfache Verfügbarkeit über Webshop
- Alles aus einer Hand



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- **Set 1:** 7 Werktage nach Eingang der Proben bei SMP
- **Set 2:** Sofort vor Ort



Verfügbarkeit

- Ab sofort