

Key Facts

Probenahmeset Trockenschrank nach DIN EN ISO 16442



Anwendung

- Bei Validierung
- Bei erneuter Leistungsqualifikation



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Bereitstellung von Abklatschplatten und Sedimentationsplatten einschließlich Transportkontrollen
- Auswertung von Abklatschplatten und Sedimentationsplatten einschließlich Transportkontrollen
- Untersuchung auf Gesamtkoloniezahl bei $30\pm 2^\circ\text{C}$ für 3 d und anschließend 5 d bei $20\pm 2^\circ\text{C}$, bei Bedarf Identifizierung der Mikroorganismen



Vorteile

- Alles aus einer Hand (Bestellung über Webshop)
- Fertige Sets und keine Einzelbestellung
- Bei Bedarf Identifizierung der Mikroorganismen (im Unterauftrag mittels MALDI-TOF)



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- 14 Werktagen nach Eingang der Proben bei SMP



Verfügbarkeit

- Ab sofort
- Akkreditierter Bereich