

Key Facts

Prüfsortiment nach AK-BWA (Arbeitskreis-Bettenwaschanlage)



Anwendung

- Bei Validierung
- Bei erneuter Leistungsqualifikation
- Als Routinekontrolle



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Unterschiedliche Sets passend für Prozesse für Nachttische, Sterilisierkörbe, Transportwägen, OP-Tische, OP-Schuhe Krankenhausbetten, Umlaufbehälter und Sterilisationscontainer
- Probenbegleitschein und Beutel für Rückversand
- Probenahme für Schlusspülwasser mit vorgelegtem Enthemmer
- *E. faecium* Suspension



Vorteile

- Komplettes Angebot nach AK BWA
- Passende Anzahl an Prüfequipment nach AK BWA
- Einfache Verfügbarkeit über Webshop



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- 7 Werktage nach Eingang der Proben bei SMP



Verfügbarkeit

- Ab sofort