

Key Facts

E. faecium - Prüfschläuche RDG-E



Anwendung

- Bei Validierung



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Set mit 2 Prüfschläuchen (für 1 oder 2 Ebenen RDG-E) oder Set mit 3 Prüfschläuchen (für 3 Ebenen RDG-E) mit zusätzlicher Transportkontrolle
- Falcon Tubes mit Neutralisationsmedium
- Sterile Spritze und sterile Einmalkanüle
- Probenbegleitschein, Beutel für Rückversand und Kabelbinder
- Geschlossene Enden, Luer-Lock-Anschluss und Einmal-Skalpell
- Laborprüfung der Prüfschläuche und Transportkontrolle auf das Vorhandensein von *E. faecium* ATCC 6057



Vorteile

- Leitlinienkonforme Prüfschläuche
- Vorkonfektionierte Sets
- 14 Tage Haltbarkeit
- Versand an jedem Arbeitstag möglich



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- 7 Werktage nach Eingang der Proben bei SMP



Verfügbarkeit

- Ab sofort
- Vorlaufzeit für Bestellung 7 Tage
- Auswertung im akkreditierten Bereich