

Unsere ProVal- Validierungsleistungen

Prozessvalidierung für:

- ✓ Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, einschl. DAC und CareClave
- ✓ Manuelle Aufbereitungsprozesse
- ✓ Siegelnahtgeräte
- ✓ Dampfsterilisation

Alle Untersuchungen werden im akkreditierten Rahmen nach den jeweils gültigen Normen und Leitlinien durchgeführt!



Validierung & Requalifizierung

Wir validieren die gesamte Kette Ihrer Aufbereitungsprozesse mit allen gängigen Geräten, egal ob für Reinigung, Desinfektion, Verpackung oder Sterilisation.

Mit SMP haben Sie ein akkreditiertes und zertifiziertes Prüflabor an Ihrer Seite. Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Praxen aus der Zahnmedizin und anderen niedergelassenen Ärzten zusammen.



Hechinger Straße 262; 72072 Tübingen
+49 (7071) 857 893 0
info@smpgmbh.com
www.smpgmbh.com

SMP – ProVal

Ihr Partner für die Validierung
Ihrer Aufbereitungsprozesse



Validierung von Reinigungs- & Desinfektionsprozessen

- Validierung / erneute Leistungsqualifizierung von Thermodesinfektoren, CareClave (Melag) und DAC (Dentsply Sirona) nach Leitlinie in Anlehnung an die **DIN EN ISO 15883**

Validierung von Dampfsterilisationsprozessen

- Validierung / erneute Leistungsqualifizierung mit feuchter Hitze nach **DIN EN ISO 17665 / DIN EN 285**
- Einschließlich Kleinst sterilisatoren nach **DIN EN 13060**



SMP GmbH
Prüfen Validieren Forschen



Validierung manueller Aufbereitungsprozesse

- Validierung / erneute Leistungsqualifizierung nach Leitlinie zur Validierung der manuellen Reinigung und chemischen Desinfektion von Medizinprodukten
- Einschließlich Überprüfung der Ergebnisse mittels Proteinanalyse

Prozessvalidierung von Siegelnahtgeräten

- Validierung / erneute Leistungsqualifizierung nach **DIN EN ISO 11607-2** und DGSV-Leitlinie
- Einschließlich Siegelnaht-Festigkeitsprüfung

Interesse geweckt?
Wir helfen gerne weiter:

Guido Grohs
Tel. +49 171 515 2828
guido.grohs@smpgmbh.com