


Key Facts

Speisewasser RDG-E nach Kriterien der Trinkwasser-Verordnung



Anwendung

- Bei Inbetriebnahme von RDG-E
- Bei Ursachenfindung für mögliche Kontaminationen



Liefer- und Untersuchungsumfang

- Bereitstellung einer sterilen 250 ml Flasche mit Enthemmer, Kühlpads, 50 ml Spritze und Kanüle
- Rücksendetikett, Probenbegleitschein und Lieferschein
- Untersuchung auf Koloniezahl bei 36°C und 22°C, *Escherichia coli*, Coliforme Bakterien, Enterokokken und Pseudomonaden



Vorteile

- Alles aus einer Hand (Bestellung über Webshop)
- Information über initialen Eintrag von Mikroorganismen bei IBN
- Einfacher Bestellprozess



Dauer bis zur Vorlage der Ergebnisse

- 7 Werktage nach Eingang der Proben bei SMP



Verfügbarkeit

- Ab sofort
- Nicht-Akkreditierter Bereich (Unterauftrag)